

AMSINO

**ENG: Blood transfusion set with needle
Filter 200 µm
Needle 18G**

Intended purpose

Blood transfusion set with needle is used to transfuse blood to patient.

Indication

The Blood transfusion set with needle is intended for the intravenous infusion of whole blood, packed red blood cells, platelets, plasma, cryoprecipitate, and other blood components.

Contraindication

- Presence of infection at the intended site of needle insertion.
- Coagulopathy.
- Sepsis.

- Thrombocytopenia.

Intended users

- Physicians, physician's assistants at all levels.
- Nurses at all levels.

Intended patient population

The device is intended for adults and elderly people in operating rooms, emergency clinics and inpatient wards. Vulnerable patients including pregnant women and lactating women should use this product with caution under the guidance of medical professionals.

Direction For Use

1. Peel package open and remove set.
2. Close clamp.
3. Remove protector from spike end.
4. Insert the spike into a blood bag.
5. Squeeze and release drip chamber until half filled.
6. Remove protector from lower end.
7. Open clamp partially to prime set. Prime set and purge air from tubing. Close roller clamp.
8. Perform venipuncture.
9. Regulate flow with clamp.
10. Check maintenance of proper flow rate at regular intervals.

Warning:

- Do not use the product if the package is damaged or unintentionally opened before use.
- Destroy after single use. Dispose of this product in a safe manner according to local guidelines for disposal of contaminated waste.
- Do not allow air to be trapped in set.
- Do not use it if tip protectors are not in place.
- Not for use in infusion pumps.
- For gravity use only.
- Use it under the guidance of doctors to prevent hemolysis.
- Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Storage condition: Avoid freezing and excessive heat.

**SPA: Juego de transfusión de sangre con aguja
Filtro de 200 µm
Aguja 18G**

Finalidad prevista

El equipo de transfusión sanguínea con aguja se utiliza para transfundir sangre al paciente.

Indicación

El equipo de transfusión sanguínea con aguja está indicado para la infusión intravenosa de sangre total, concentrado de glóbulos rojos, plaquetas, plasma, crioprecipitado y otros componentes sanguíneos.

Contraindicaciones

- Presencia de infección en el lugar previsto para la inserción de la aguja.
- Coagulopatía.
- Sepsis.

- Trombocitopenia.

Usuarios previstos

- Médicos, asistentes médicos de todos los niveles.
- Enfermeros de todos los niveles.

Población de pacientes prevista

El dispositivo está indicado para adultos y personas mayores en quirófanos, clínicas de urgencias y salas de hospitalización. Los pacientes vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas y en período de lactancia, deben utilizar este producto con precaución bajo la supervisión de profesionales médicos.

Instrucciones de uso

1. Abra el envase pelándolo y extraiga el equipo.
2. Cierre la pinza.
3. Retire el protector del extremo del perforador.
4. Inserte el perforador en una bolsa de sangre.
5. Apriete y suelte la cámara de goteo hasta que se llene hasta la mitad.
6. Retire el protector del extremo inferior.
7. Abra la pinza parcialmente para cebar el equipo. Ceba el equipo y purgue el aire del tubo. Cierre la pinza de rodillo.
8. Realice la venopunción.
9. Regule el flujo con la pinza.
10. Controle el mantenimiento de un caudal adecuado a intervalos regulares.

Advertencia:

- No utilice el producto si el envase está dañado o se ha abierto involuntariamente antes del uso.
- Deséchelo después de un solo uso. Elimine este producto de manera segura siguiendo las normativas locales para la eliminación de residuos contaminados.
- No permita que quede aire atrapado en el equipo.
- No lo utilice si los protectores de la punta no están colocados.
- No apto para su uso en bombas de infusión.
- Para uso únicamente por gravedad.
- Úselo bajo la supervisión de médicos para prevenir la hemólisis.
- La ley federal de los Estados Unidos de América restringe la venta de este dispositivo por o por orden de un médico.

Condiciones de almacenamiento: Evite la congelación y el calor excesivo.

If any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. The manufacturer contact information is as the following:

- Tel: (909) 626-5888
- Fax: (909) 626-3888
- Toll free: 1-800-MD-AMSINO
- Email: info@amsino.com

STERILE EO

Rx
ONLY



www.amsino.com/symbol-glossary



Amsino International, Inc.
708 Corporate Center Drive
Pomona, CA 91768, USA
www.amsino.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



0123
Made in China
L11684 Rev. A

