

RECEPTAL® Filtre D'évacuation De La Fumée ULPA

Mode d'emploi

REF iRF300-01

REF iRF500

Destination

Le filtre d'évacuation de la fumée ULPA (iReceptal Surgical Smoke Evacuator ULPA Filter) Amsino (filtre) est destiné à être utilisé avec le Nomade iReceptal ou iReceptal Mini Amsino.

Instructions d'installation du filtre

- 1.Examinez tous les filtres pour détecter d'éventuels dommages pendant le transport et le stockage. N'installez aucun filtre présentant des signes visibles de dommages structurels.
- 2.Retirez le couvercle de protection du bas du filtre.
- 3.Insérez le filtre dans le compartiment du filtre pour évacuateur de fumée. Assurez-vous que le filtre est complètement placé contre l'arrière de la chambre du filtre.

AVERTISSEMENT

L'appareil n'est pas destiné à l'évacuation de liquide. Si du liquide doit être aspiré vers le filtre, des dispositifs de collecte de liquide doivent être installés avec l'ensemble de tuyau d'aspiration. L'absence d'installation d'un dispositif de collecte de liquide peut entraîner un blocage du filtre et/ou des dommages électriques.

Instructions de retrait du filtre

- 1.Une fois que le filtre est saturé et doit être remplacé, éteignez le système d'évacuation de fumée et débranchez tout tuyau accessoire fixé au filtre.
- 2.Retirez le filtre du système d'évacuation de fumées et éliminez-le conformément à la politique de l'hôpital. Le filtre peut être éliminé ou incinéré.
- 3.Reportez-vous au manuel du système pour les instructions de nettoyage.

AVERTISSEMENTS

- 1.Remplacez ce filtre comme indiqué par le système. Le défaut de remplacement de ce filtre peut entraîner une diminution de l'efficacité et une contamination du moteur électrique et des matériaux absorbants acoustiques à l'intérieur du système, ou le dysfonctionnement de l'évacuateur de fumée chirurgicale.
- 2.Le filtre de rechange ULPA doit être considéré comme biologiquement dangereux après utilisation et doit être éliminé dans le sac pour déchets biologiques dangereux fourni.
- 3.Le filtre de rechange ULPA et son système correspondant ne doivent être utilisés que par une personne formée.

ATTENTION

La loi fédérale (États-Unis d'Amérique) restreint l'utilisation de ce dispositif par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin. Ne bloquez ni le tube ni le filtre. Si l'un ou l'autre est obstrué ou considérablement restreint, le moteur de l'aspirateur peut surchauffer et provoquer une panne de l'appareil.

Durée de conservation : 3 ans



Amsino International, Inc.
708 Corporate Center Drive
Pomona, CA 91768, USA
www.amsino.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



L11490 Rev.C FR